

SDI

MARS/AVRIL 2010 FRANCE

Achetez 2
boîtes de Riva
au choix,
Recevez en 1
Gratuite!*



riva self cure

CVI de restauration autopolymérisable

- Adhérence chimique à la structure de la dent
- Idéal pour la dentisterie micro-invasive (DMI)
- Libération de fluor importante et capacités de recharge



riva light cure

CVI de restauration renforcé en résine photopolymérisable

- Libération élevée de fluorure et capacité de rechargement
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Idéal pour la dentisterie micro-invasive (DMI)

ionglass™

La technologie **ionglass™**

Tous les Matériaux de la gamme Riva, utilisent un système de charge de verre, ionglass™, développe par nos chercheurs. ionglass™ est une verre réactif, radiopaque, libérant une grande quantité d'ions et de fluor.

offres

obtenez
plus de
valeur

Achetez 3
pots d'Amalgame
(500 capsules),
recevez en 1
Gratuit!*

THE DENTAL ADVISOR
+++++

THE DENTAL ADVISOR, Vol. 5, No. 2, March/April 1995



permite

amalgame mixte à haute teneur en argent non-gamma 2

- Aucune microfuite
- Forte résistance à la compression rapidement

Achetez 5
boîtes
d'Amalgame
(50 capsules),
recevez en 1
Gratuite!*

THE DENTAL ADVISOR
+++++ 1/2

The Dental Advisor, Vol. 4, No. 5, Sep/Oct 1994



lojic+

amalgame à particules sphériques à haute résistance, à haute teneur en argent, contenant du platine

- Forte résistance à la compression rapidement
- Pas de microfuite

Achetez 3
pots d'Amalgame
(500 capsules)**
recevez en 1
Vibreux Ultramat S
Gratuit !



gs-80

amalgame mixte sans phase gamma 2 économique

- Forte résistance à la compression rapidement
- Pas de microfuite

Contactez nos commerciaux:

Région Ile de France, autres départements et Dom Tom
Delphine Cruveilhaer: 06 19 40 83 39

Région Parisienne, Nord et Est
Manuelle Karafka: 06 11 80 81 70
Région Sud Est/Sud Ouest
Gérard Maltèse: 06 26 97 23 20

SDI Dental Limited
www.sdi.com.au

SDI



**poladay
polanight**
système de
blanchiment des dents
en ambulatoire



- Pola Day: disponible à des concentrations en peroxyde d'hydrogène de 3%, 7,5% et 9,5%
- Pola Night: disponible à des concentrations en peroxyde de carbamide de 10%, 16% et 22%

Kits Pola Day / Night
Achetez en 4, recevez en 1 Gratuit OU 10 pour 3 Gratuits!*



radii-cal
lampe à photopolymériser
LED puissante et légère

- Technologie par impulsions = haute intensité lumineuse de 1200 mW/cm² très faible émission thermique
- Autonomie pendant 1200 cycles de dix secondes (équivalent à 2h de photopolymérisation continue)
- 2 ans de garantie[^]
- Sans fil, légère -144g

Achetez 1 Radii-Cal, Recevez un kit introduction Ice en Seringue Gratuit!



solution de blanchiment total

Achetez 1 Radii Plus, 1 embout de blanchiment arcade complète et son support, Recevez 3 kit Pola Office Plus 3 Patients (avec écarteurs) Gratuits!

Transformez votre lampe à polymériser en une unité de blanchiment!



Achetez 1 Radii-plus, Recevez un embout LED diagnostique Gratuit!



radii plus
la lampe à photopolymériser
LED qui sort de l'ordinaire

- 5 ans de garantie^{^^}
- echnologie à impulsions = Haute intensité lumineuse 1500 mW/cm², très faible émission thermique
- Attachements LED interchangeables pour la photopolymérisation, la trans-illumination et le blanchiment
- Autonomie de 1200 cycles de dix secondes de photopolymérisation (équivalent à 3h 20 min de photopolymérisation continue)



SDI Dental Limited
www.sdi.com.au

